


Моноклональное Антитело Против Uqcrc1 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицк, Ип, Ифа - P31930

Артикул: CM0004850



введение

Высокопроизводительное кроличье моноклональное антитело против UQCRC1 (субъединица 1 Комплекса III), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП и ИФА. Подходит для образцов человека, мыши и крысы. Идеально для исследований митохондриального дыхания и болезни Паркинсона.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[KD Validated] UQCRC1 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	QCR1; PKNPY; UQCRC1; D3S3191
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7384
ID гена	7384
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦК, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31930
Молекулярная масса белка	53 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом