


Анти-Uqcrc1 Поликлональные Кроличьи Антитела Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P31930

Артикул: CM0026513



введение

Высококачественные поликлональные кроличьи антитела против человеческого UQCRC1, валидированные для WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеальны для исследований митохондрий и изучения комплекса III.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UQCRC1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	QCR1; PKNPY; UQCR1; D3S3191; UQCRC1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7384
GeneID	7384
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 156-480 человеческого UQCRC1 (NP_003356.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P31930
Молекулярный вес белка	53кДа
Доставка	Сумка со льдом