


## Поликлональное Антитело К Uqcrc2 (Кролик) Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa — P22695

Артикул: CM0030736



### введение

Высококачественное кроличье поликлоное антитело, направленное против человеческого UQCRC2, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA). Реагирует с мишенью мыши и крысы. Идеально подходит для исследования комплекса III митохондрий и цепи переноса электронов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | UQCRC2 кроличьи pAb                                                                                                    |
| Примечания/алиасы         | QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2                                                                                            |
| Вид                       | Человек                                                                                                                |
| GenelD (человек)          | 7385                                                                                                                   |
| GenelD                    | 7385                                                                                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 224–453 человеческого UQCRC2 (NP_003357.2) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                |
| Применение                | WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                           |
| Перекрестная реактивность | Человек, мышь, крыса                                                                                                   |
| SWISS                     | P22695                                                                                                                 |
| Молекулярная масса белка  | 48 кДа                                                                                                                 |
| Доставка                  | Холодильный пакет                                                                                                      |