


Кроличья Моноклональная Антитела К Uqcrc2 Для Wb, Ihc-P, Elisa — P22695

Артикул: CM0011395



введение

Кроличья моноклональная антитела к UQCRC2, валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Направлена на человеческий UQCRC2 (P22695) — субъединицу митохондриального комплекса III, необходимую для транспорта электронов и синтеза АТФ. Идеально подходит для исследований митохондриальных заболеваний.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UQCRC2 кроличья мкАнт
Примечания/Алиасы	QCR2; UQCR2; MC3DN5; UQCRC2
Вид	Человек
ID гена (человек)	7385
ID гена	7385
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22695
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	Холодовой пакет