


Поликлональные Антитела Против Uqcrfs1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P47985

Артикул: CM0017877



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого UQCRFS1 (Риске железосерный белок), валидированные для WB, IHC-P, ELISA. Обнаруживают эндогенный UQCRFS1 и перекрестно реагируют с мышью. Подходят для исследований митохондриального комплекса III.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UQCRFS1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	RIP1; RIS1; RISP; UQCR5; MC3DN10; UQCRFS1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	7386
ID гена	7386
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 79-274 человеческого UQCRFS1 (NP_005994.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	P47985
Молекулярный вес белка	30кДа
Доставка	В ледяном пакете