


Кроличье Моноклональное Антитело К Uqcrfs1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P47985

Артикул: CM0005813



введение

Рекомбинантное кроличье моноклональное антитело к человеческому UQCRFS1, валидированное для методов WB, IF/ICC, ELISA. Распознает белок человека, мыши и крысы. Подходит для изучения митохондриального комплекса III и цепи переноса электронов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к UQCRFS1
Примечания/Синонимы	RIP1; RIS1; RISP; UQCR5; MC3DN10; UQCRFS1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7386
GeneID	7386
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности аминокислот 175-274 человеческого UQCRFS1 (P47985).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P47985
Молекулярная масса белка	30 кДа
Транспортировка	Хладоэлемент (пакет со льдом)