


Поликлональные Антитела Против Uqcrfs1 (Риске-Железо-Серный Белок) Для Вб, Игк-П, Ифа - P47985

Артикул: CM0030976



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого UQCRFS1 (риске-железо-серный белок) — субъединицы митохондриального комплекса III. Валидированы для вестерн-блота, ИГК-П и ИФА; реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UQCRFS1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	RIP1, RIS1, RISP, UQCR5, MC3DN10, UQCRFS1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7386
ID гена	7386
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 141-274 человеческого UQCRFS1 (NP_005994.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГК-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P47985
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Холодильный пакет