


Поликлональное Антитело Против Uqcrcq Для Вб, Ифа — O14949

Артикул: CM0025111



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против UQCRCQ для Вестерн-блоттинга и ИФА, распознающее образцы человека и мыши. Направлено на субъединицу 8 комплекса III, необходимую для митохондриального транспорта электронов и окислительного фосфорилирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UQCRCQ Кроличье pAb
Примечания/алиасы	QPC; QCR8; QP-C; UQCRC7; MC3DN4; UQCRCQ
Вид	Человек
ID гена	27089
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-82 человеческого UQCRCQ (NP_055217.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O14949
Молекулярная масса белка	10 кДа
Доставка	Холодильный пакет