

Поликлональные Антитела Против Urm1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Btm9

Артикул: CM0016127

введение

Кроличы поликлональные антитела против человеческого URM1, валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Подходят для изучения тиолирования тРНК и убиквитин-подобных модификаций.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	URM1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	C9orf74; URM1
Вид	Человек
ID гена (человек)	81605
ID гена	81605
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-63 человеческого URM1 (NP_001252511.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q9BTM9
Молекулярный вес белка	11кДа
Доставка	Сумка-холодильник