

Кроличья Поликлональная Антитело Против Урокортина 2 (Ucn2) Для ВБ И Ифа - Q96Rp3

Артикул: CM0029950



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого UCN2, валидированное для Вестерн-блота и ИФА. Обнаруживает UCN2 человека, мыши и крысы. Прогнозируемая молекулярная масса — 12 кДа. Идеально подходит для исследований стрессовой реакции, сердечно-сосудистой системы и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против UCN2
Примечания/Алиасы	UR; SRP; URP; UCNi; UCN-II; UCN2
Вид	Человек
ID гена (человек)	90226
ID гена	90226
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 20-112 человеческого UCN2 (NP_149976.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q96RP3
Молекулярная масса белка	12 кДа
Доставка	С использованием хладагента