

Поликлональные Антитела Против Urod Для Вб, Ифа - P06132

Артикул: CM0025455



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого UROD (уропорфириногендекарбоксилазы), подходящие для ВБ и ИФА. Перекрестно реагируют с мышинным UROD. Идеально подходит для исследований биосинтеза гема и порфирии. 41 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UROD Rabbit pAb
Примечания/Альтернативные названия	PCT, UPD, UROD
Вид	Человек
GeneID	7389
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-367 человеческого UROD (NP_000365.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P06132
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодовой пакет