

Поликлональные Антитела Против Анти-Uroplakin Iii/Urk3A Для Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9Jkx8

Артикул: CM0028591

введение

Кроличьи поликлональные антитела к Uroplakin III (UPK3A), подходящие для Вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии (IF/ICC), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Обнаруживают UPK3A мыши, человека и крысы. Идеально подходит для исследований биологии уротелия и заболеваний мочевого пузыря.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Uroplakin III/UPK3A кроличьи поликлональные антитела (pAb)
Примечания/алиасы	UP3A; UPK3; UPIII; UPIIIA
Вид	Мышь
ID гена (человек)	7380
ID гена	22270
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в диапазоне аминокислот 188–287 Uroplakin III/UPK3A мыши (NP_075967.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9JKX8
Молекулярная масса белка	31 кДа
Доставка	С хладагентом