

Кроличье Моноклональное Антитело Против Usf1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P22415

Артикул: CM0002018



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на USF1 (фактор стимуляции вышестоящей последовательности 1), подходит для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Реагирует с USF1 человека и мыши. Идеально для исследований транскрипционной регуляции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USF1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; NYPLIP1; bHLHb11; USF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7391
GeneID	7391
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 100-200 белка USF1 человека (P22415)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P22415
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	В пакете со льдом