

Кроличьи Моноклональные Антитела Против Usf1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф (If-P), Игх (Ihc-P), Ифа (Elisa) - P22415

Артикул: CM0006957



введение

Высококачественные кроличьи моноклональные антитела, направленные против человеческого USF1 (SWISS P22415). Валидированы для WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Реагируют с человеческими, мышинными и крысиными образцами. Подходят для исследований транскрипции и разработки диагностических наборов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	[Валидировано KD] USF1 Rabbit mAb
Примечания/Псевдонимы	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; [Валидировано KD] USF1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7391
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-310 человеческого USF1. (NP_009053.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22415
Молекулярная масса белка	34кДа
Доставка	Сумка-холодоэлемент