

Кроличья Поликлональная Антитело К Usf1 Для Вб, Игг-П, Ифа — P22415

Артикул: CM0016502



введение

Кроличья поликлональная антитело к USF1 для методов Вестерн-блоттинга, ИГГ-П и ИФА. Обнаруживает USF1 в образцах человека, мыши и крысы. Нацелена на связывающий E-box транскрипционный фактор, участвующий в регуляции экспрессии генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USF1 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	UEF; FCHL; MLTF; FCHL1; MLTF1; HYPLIP1; bHLHb11; USF1
Вид	Человек
GeneID (человек)	7391
GeneID	7391
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-310 человеческого USF1 (NP_009053.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P22415
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с  (лёд)