


Кроличья Поликлональная Антитело Против Usf2 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q15853

Артикул: CM0026647



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого USF2 (FIP/bHLHb12), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований факторов транскрипции и изучения связывания с E-box.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USF2 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FIP; bHLHb12; USF2
Вид	Человек
GeneID (человек)	7392
GeneID	7392
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15853
Молекулярный вес белка	37kDa
Доставка	В ледяном пакете