

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Uso1 Для Wb, If/Icc, Elisa — O60763

Артикул: CM0021438



введение

Поликлональное кроличье антитело против USO1 (TAP/VDP/P115), валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Реагирует с белками человека и крысы. Идеально подходит для исследований транспорта везикул аппарата Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USO1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TAP; VDP; P115; USO1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	8615
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 663-962 человеческого USO1 (NP_003706.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, крыса
SWISS	O60763
Молекулярная масса белка	108 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом