

Кроличья Поликлональная Антитело Против Uso1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O60763

Артикул: CM0027748



введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческого USO1 (p115/VDP/TAP), валидирована для Вестерн-блота (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ИФА (ELISA). Идеально подходит для изучения везикулярного транспорта между ЭПР и Гольджи и поддержания структуры стопки Гольджи.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USO1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	TAP; VDP; P115; USO1
Вид реагирования	Человек
ID гена (человек)	8615
ID гена	8615
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1100-1200 человеческого USO1 (O60763).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O60763
Молекулярная масса белка	108 кДа
Доставка	Холодильный пакет