


Поликлональное Кроличье Антитело Против Usp1 Для Вестерн-Блоттинга — O94782

Артикул: CM0029219



введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому USP1, валидированное для ВБ и ИФА. Обнаруживает USP1 в образцах человека и мыши. Подходит для исследования репарации повреждений ДНК и пути убиквитина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP1, кроличье поликлональное антитело
Примечания/Синонимы	UBP; USP1
Вид	Человек
ID гена (человек)	7398
ID гена	7398
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1-280 человеческого USP1 (NP_003359.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O94782
Молекулярная масса белка	88 кДа
Доставка	С холодильным пакетом