

Кроличья Моноклональная Антитела К Usp11 Для Вб И Ифа - P51784

Артикул: CM0002491



введение

Кроличья моноклональная антитела против человеческой USP11 (UNX1), валидированная для вестерн-блоттинга (ВБ) и ИФА. Подходит для исследований деубиквитинизации, сигналинга NF-каппа-В, репарации ДНК и регуляции хроматина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP11 кроличья мкАт
Примечания/Синонимы	UNX1; USP11
Вид	Человек
GeneID (человек)	8237
GeneID	8237
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 800-900 человеческой USP11 (P51784).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51784
Молекулярная масса белка	110 кДа
Доставка	С ледяным пакетом