

Кроличья Поликлональная Антитело Против Usp13 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q92995

Артикул: CM0014925



введение

Кроличья поликлональная антитело против USP13, валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает человеческий, мышиный и крысиный USP13 — деубиквитиназу, регулирующую аутофагию, ERAD и клеточный цикл. Идеально подходит для исследований в онкологии и клеточной биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP13 кроличья pAb
Примечания/Псевдоним	ISOT3; IsoT-3; USP13
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8975
ID гена	8975
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 90-200 человеческого USP13 (NP_003931.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q92995
Молекулярный вес белка	97 кДа
Доставка	В ледяном пакете