


Моноклональное Антитело Против Usp14 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Ип (Ip) И Ифа (Elisa) - P54578

Артикул: CM0003579



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против USP14, ассоциированной с протеасомой деубиквитиназы, участвующей в рециклинге убиквитина, деградации CXCR4 и врожденном иммунитете. Валидировано для WB, IP, ELISA; перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Предполагаемая молекулярная масса 56 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP14 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	TGT; Ubp6; USP14
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9097
ID гена	9097
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 371-473 человеческого USP14 (P54578).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P54578
Молекулярная масса белка	56 кДа
Доставка	Сумка-холодильник