


Поликлональные Антитела Против Usp14 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа - P54578

Артикул: CM0021287



введение

Кроличьи поликлональные антитела, направленные против человеческого USP14, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Подходят для исследований убиквитин-зависимого протеолиза, врожденного иммунитета и нейромышечной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP14 кроличьи пАт
Примечания/Псевдоним	TGT; Ubp6; USP14
Вид	Человек
GeneID (человек)	9097
GeneID	9097
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-500 человеческого USP14 (NP_005142.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P54578
Молекулярный вес белка	56кДа
Доставка	Сумка со льдом