

Моноклональное Антитело Против Usp15 Для Вб, Ип, Ифа — Q9Y4E8

Артикул: CM0008420



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело, направленное против USP15 (деубиквитинирующего фермента 15). Идеально подходит для изучения путей TGF-бета, NF-каппа-В и митологии в тканях человека, мыши и крысы методами Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к USP15
Примечания/псевдонимы	UNPH4; UNPH-2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9958
GeneID	9958
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 968-981 человеческого USP15 (NP_001239007.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9Y4E8
Молекулярная масса белка	27 кДа / 109-112 кДа
Доставка	Холодовой пакет