

Кроличьи Поликлональные Антитела К Usp15 Для Вб, Ип, Иф/Икк, Ифа — Q9Y4E8

Артикул: CM0013423



введение

Валидированные кроличьи поликлональные антитела к USP15 для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ИФА. Распознают USP15 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения деубиквитинации, сигнального пути TGF-бета, регуляции NF-каппа-В и митографии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP15 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Альтернативные названия	UNPH4; UNPH-2; USP15
Вид	Человек
GeneID (человек)	9958
GeneID	9958
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид USP15 человека
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y4E8
Молекулярная масса белка	112 кДа
Транспортировка	Холодильный пакет