


## Кроличья Поликлональная Антитело Против Usp16 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Y5T5

Артикул: CM0029938



### введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на человеческий USP16 (94 кДа), валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным, крысиным и обезьяньим белком. Подходит для изучения деубиквитинирования гистона H2A, митоза и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                             |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | USP16 Кроличье pAb                                                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | UBPM; UBP-M; USP16                                                                                                                   |
| Вид                                | Человек                                                                                                                              |
| GeneID (человек)                   | 10600                                                                                                                                |
| GeneID                             | 10600                                                                                                                                |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 человеческого USP16 (NP_001001992.1). |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                               |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                              |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                           |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса, Обезьяна                                                                                                       |
| SWISS                              | Q9Y5T5                                                                                                                               |
| Молекулярная масса белка           | 94 кДа                                                                                                                               |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                                                                                                                    |