


Поликлональные Антитела Кролика Против Usp19 Для Wb, If/Icc, Elisa — O94966

Артикул: CM0029240



введение

Поликлональные антитела кролика, специфичные к USP19 (убиквитин-карбоксил-терминальная гидролаза 19), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA. Перекрестно реагируют с антигенами человека и мыши, обнаруживают полосу ~146 кДа. Идеально подходят для исследований деубиквитинирования, ERAD, гипоксии и мышечной дифференцировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP19 кролик rAb
Примечания/Алиасы	ZMYND9; USP19
Вид	Человек
ID гена (человек)	10869
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-200 человеческого USP19 (NP_001186089.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O94966
Молекулярная масса белка	146 кДа
Доставка	Айс-пакет