


Кроличья Поликлональная Антитело К Usp21 Для Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uk80

Артикул: CM0024262



введение

Кроличья поликлональная антитела, нацеленная на человеческую деубиквитазу USP21, подходит для WB, IF/ICC и ELISA. Перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. USP21 регулирует деубиквитинизацию гистона H2A и транскрипционную активацию.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP21 Rabbit pAb
Примечания/Синонимы	USP16; USP23; USP21
Вид	Человек
GeneID	27005
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого USP21 (NP_036607.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UK80
Молекулярная масса белка	63кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом