

Поликлональное Антитело К Usp22 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Upt9

Артикул: CM0021468

введение

Кроличье поликлональное антитело против USP22, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА с перекрестной реактивностью к человеческому и мышинному белку. Подходит для исследований деубиквитинирования, транскрипционной регуляции и иммунной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP22 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	USP3L; USP22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23326
GeneID	23326
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 50-150 человеческого USP22 (NP_056091.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q9UPT9
Молекулярная масса белка	60 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом