

Анти-Usp22 Кроличий Поликлональный Антитело Для Wb, Elisa - Q9Upt9

Артикул: CM0018926

введение

Кроличий поликлональный антитело к USP22, валидированное для WB и ELISA, реагирующее с человеческим и крысиным белками. USP22 — это деубиквитиназа, участвующая в регуляции транскрипции, клеточном цикле и врожденном иммунитете, подходящая для исследовательских целей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP22 кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	USP3L; USP22
Вид	Человек
GeneID (Человек)	23326
GeneID	23326
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 50-150 человеческого USP22 (NP_056091.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q9UPT9
Молекулярный вес белка	60кДа
Доставка	Сумка со льдом