

Кроличыи Моноклональные Антитела К Usp24 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - Q9Upu5

Артикул: CM0002355

введение

Кроличыи моноклональные антитела к USP24, валидированные для WB и ELISA. Обнаруживают USP24 человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований убиквитин-протеасомной системы, выживаемости клеток и ферритинофагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP24 Rabbit mAb
Примечания/Псевдоним	USP24; убиквитин-специфическая пептидаза 24
Вид	Человек
GeneID	23358
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 2500-2600 человеческого USP24 (Q9UPU5)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UPU5
Молекулярный вес белка	294 кДа
Доставка	В ледяном пакете