

Поликлональное Антитело Кролика Anti-Usp24 Для Wb, Elisa — Q9UPU5

Артикул: CM0020892

введение

Поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий USP24 — убиквитин-специфическую протеазу массой 294 кДа, участвующую в ферритинофагии и выживании клеток. Валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA; реактивность подтверждена для человека и мыши.

[Узнать больше](#)

Название продукта	USP24 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	USP24; убиквитин-специфическая пептидаза 24
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	23358
Идентификатор гена	23358
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UPU5
Молекулярная масса белка	294 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом