

Поликлональное Кроличье Антитело Anti-Usp24 Для Wb, Elisa — Q9Upu5

Артикул: CM0015784

введение

Поликлональное кроличье антитело USP24 (pAb) специфически выявляет USP24 человека и мыши; его применение валидировано для вестерн-блоттинга и ELISA. Это антитело к деубиквитиназе предназначено для исследований выживания клеток, ферритинофагии и убиквитиновых путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к USP24
Примечания/синоним	USP24
Вид	Человек
GeneID (человек)	23358
GeneID	23358
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2431-2620 человеческого USP24 (NP_056121.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9UPU5
Молекулярная масса белка	294 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом