


Кроличье Моноклональное Антитело Против Usp25 Для Вестерн-Блоттинга - Q9Uhp3

Артикул: CM0005230



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого USP25, валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), иммунопреципитации (IP), иммуногистохимии в парафиновых срезах (ИHC-P) и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований деубиквитиназ, воспаления и клеточной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело против USP25
Примечания/Альтернативные названия	USP21; USP25
Вид	Человек
GeneID	29761
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-170 человеческого USP25 (NP_037528.3)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунопреципитация (IP), иммуногистохимия в парафиновых срезах (ИHC-P), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHP3
Молекулярная масса белка	122 кДа / 125 кДа / 129 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом