


Анти-Usp25 (Usp21) Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - Q9Uhp3

Артикул: CM0017826



введение

Высококачественные поликлональные антитела кролика против человеческого USP25, фермента деубиквитинирования, участвующего в воспалении, Wnt-сигналикации и иммунном ответе. Валидированы для WB и ELISA, с перекрестной реактивностью к мыши и крысе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	USP25 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	USP21; USP25
Вид	Человек
ID гена (Человек)	29761
ID гена	29761
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-230 человеческого USP25 (NP_037528.3).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UHP3
Молекулярный вес белка	122кДа
Доставка	Сумка со льдом