

Поликлональное Антитело К Usp26 Для Вб, Ифа — Q9Вхu7

Артикул: CM0024791

введение

Кроличье поликлональное антитело к USP26, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА, реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для изучения деубиквитинирования, сигналинга андрогенных рецепторов и сперматогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP26 кроличье поликлональное антитело (pAb)
Примечания/псевдонимы	SPGFX6; USP26
Вид	Человек
ID гена (человек)	83844
ID гена	83844
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 664-913 человеческого USP26 (NP_114113.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q9BXU7
Молекулярная масса белка	104 кДа
Доставка	Холодовой пакет