

Поликлональное Кроличье Антитело Против Usp30 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q70Cq3

Артикул: CM0013690



введение

Поликлональное кроличье антитело против человеческого USP30, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции и ELISA. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований митофагии и деубиквитинирования.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP30 Rabbit pAb
Примечания/алиас	USP30
Вид	Человек
GeneID (человек)	84749
GeneID	84749
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 57-390 человеческого USP30 (NP_116052.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q70CQ3
Молекулярная масса белка	59 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом