


Поликлональное Антитело Против Usp33 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - Q8Teу7

Артикул: CM0019365



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого USP33 (VDU1) для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Важный инструмент для исследований деубиквитинирования, биологии centrosom и трафика GPCR.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP33 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	VDU1; USP33
Вид	Человек
ID гена	23032 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 290-400 человеческого USP33 (NP_963920.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммунофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8TEY7
Молекулярная масса белка	107 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом