


Кроличья Моноклональная Антитело Против Usp39 Для Wb, Ihc-P, Elisa - Q53Gs9

Артикул: CM0003596



введение

Кроличья моноклональная антитело против USP39, валидированная для WB, IHC-P, ELISA. Реагирует с белком человека и крысы. USP39 — это деубиквитиназа, участвующая в сплайсинге, репарации ДНК и регуляции клеточного цикла. Идеально подходит для исследований развития В-клеток, ответа на повреждение ДНК и противовирусной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP39 Rabbit mAb
Примечания/алиасы	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Вид	Человек
GeneID (человек)	10713
GeneID	10713
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 200-300 человеческого USP39 (Q53GS9).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	Q53GS9
Молекулярная масса белка	65кДа
Доставка	Сумка-холодильник