


Кроличье Поликлональное Антитело Против Usp39 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q53Gs9

Артикул: CM0030796



введение

Кроличье поликлональное антитело против USP39 (алиасы 65K, SAD1, SNRNP65), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Проявляет реактивность с USP человека, мыши и крысы. Подходит для изучения сплайсинга, репарации ДНК и противовирусной сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье pAb против USP39
Примечания/Алиасы	65K; SAD1; CGI-21; HSPC332; SNRNP65; USP39
Вид	Человек
GeneID (человек)	10713
GeneID	10713
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 336-565 USP39 человека (NP_006581.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q53GS9
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом