

Поликлональное Антитело Против Usp4 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Иммуноцитохимии, Elisa - Q13107

Артикул: CM0019679



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого USP4, валидированное для вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии и ELISA. Детектирует USP4 в образцах человека и мыши. Идеально для исследований деубиквитинирования, иммунного ответа и биологии рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	UNP; Unph; USP4
Вид	Человек
GeneID (человек)	7375
GeneID	7375
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 560-700 человеческого USP4 (NP_003354.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q13107
Молекулярная масса белка	109 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом