

Кроличья Поликлональная Антитела Против Usp47 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q96K76

Артикул: CM0016647

введение

Кроличьи поликлональные антитела против USP47, валидированные для детекции USP47 человека и мыши (~157 кДа) методами Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФА. Идеально для исследований репарации ДНК, целостности генома и клеточного цикла. - Q96K76.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи поликлональные антитела против USP47 (pAb)
Примечания/Альтернативные названия	TRFP; USP47
Вид	Человек
ID гена (Человек)	55031
ID гена	55031
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1128-1287 белка USP47 человека (NP_060414.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q96K76
Молекулярная масса белка	157 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом