

Антитело Кролика Против Usp48 (Поликлональное) Для Wb, Elisa - Q86Uv5

Артикул: CM0028713

введение

Это поликлональное антитело кролика против USP48 распознает человеческий, мышинный и крысиный USP48 (деубиквитиназу). Валидировано для WB и ELISA, помогает в изучении сигналинга NF-κB, клеточного цикла и регуляции пироптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	USP48 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	USP31, DFNA85, RAP1GA1, USP48
Вид	Человек
ID гена (Человек)	84196
ID гена	84196
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-300 человеческого USP48 (NP_115612.4)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Кросс-реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86UV5
Молекулярный вес белка	119кДа
Доставка	Сумка со льдом