


Кроличыи Поликлональные Антитела К Usp5 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P45974

Артикул: CM0026126



введение

Кроличыи поликлональные антитела к USP5, валидированные для методов WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагируют с USP5 человека, мыши и крысы (96 кДа). Идеально подходят для исследований деубиквитинирования и сигнальных путей.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к USP5
Примечания/Синонимы	ISOT; USP5
Вид	Человек
GeneID (человек)	8078
GeneID	8078
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-280 USP5 человека (NP_003472.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P45974
Молекулярная масса белка	96 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом