

Кроличыи Поликлональные Антитела К Usp53 Для Вб, Иф/Икк, If-Р, Ифа — Q70Ek8

Артикул: CM0021042

введение

Поликлональные кроличьи антитела к USP53, валидированные для ВБ, ИФ/ИКК, IF-P, ИФА. Специфически детектируют USP53 человека и мыши — деубиквитиназу плотных контактов с молекулярной массой 120 кДа, участвующую в обеспечении слуха и барьерной функции.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристики
Название продукта	USP53 Кролик pAb
Примечания/псевдонимы	USP53; убиквитин-специфическая пептидаза 53
Вид	Человек
ID гена (человек)	54532
ID гена	54532
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в пределах аминокислотных остатков 495-582 USP53 человека (NP_061923.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q70EK8
Молекулярная масса белка	120 кДа
Доставка	Холодильный пакет