


Поликлональное Антитело Против Usp9X Для Вб, Ифа - Q93008

Артикул: CM0022865



введение

Кроличье поликлональное антитело к USP9X для методов Вестерн-блоттинга и ИФА, валидировано для человека, мыши, крысы. Высококачественное сырье для ИВД для изучения активности деубиквитиназы, сигналинга TGF- β и циркадных ритмов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье пА к USP9X
Примечания/Синонимы	FAF; FAM; hFAM; DFFRX; MRX99; XLID99; MRXS99F; USP9X
Вид	Человек
ID гена (человек)	8239
ID гена	8239
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого USP9X (NP_001034679.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q93008
Молекулярная масса белка	290 кДа
Доставка	Холодовой пакет