

Кроличья Поликлональная Антитела Против Usp9X/Usp9Y Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Ицх, Ифа - O00507

Артикул: CM0023038

введение

Кроличья поликлональные антитела, нацеленные на человеческий USP9X/USP9Y. Валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ и ИФА с перекрестной реактивностью к мышинному и крысиному белкам. Подходят для исследований деубиквитинирования и развития мужских половых клеток. Молекулярная масса приблизительно 291 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональные антитела против USP9X/USP9Y
Примечания/Альтернативные названия	DFFRY; SPGFY2; USP9X/USP9Y
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8287
ID гена	8287
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 2456-2555 белка USP9X/USP9Y человека (NP_004645.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФ/ИЦХ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O00507
Молекулярная масса белка	291 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом