


Кроличья Поликлональная Антитело Против Utp11L Для Wb, Elisa — Q9Y3A2

Артикул: CM0018947



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого UTP11L (CGI94), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы; обнаруживает полосу с молекулярной массой ~30 кДа. Идеально подходит для исследований биогенеза рибосом.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UTP11L кроличье pAb
Примечания/Алиасы	CGI94; CGI-94; UTP11L
Вид	Человек
ID гена (человек)	51118
ID гена	51118
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y3A2
Молекулярная масса белка	30 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с аккумулятором холода