


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Utp18 Для Wb, Elisa — Q9Y5J1

Артикул: CM0020818



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на человеческий UTP18 (WDR50), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Идеально подходит для изучения биогенеза рибосом, пре-18S рРНК и SSU-процесса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	UTP18 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	WDR50; CGI-48; UTP18
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	51096
Идентификатор гена	51096
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 70–260 человеческого UTP18 (NP_057085.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь
SWISS	Q9Y5J1
Молекулярная масса белка	62 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом