

## Поликлональное Антитело Против Utr6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q9Nyh9

Артикул: CM0019179



### введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого UTR6 (HCA66), валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований биогенеза рибосом и ядрышкового процессинга.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                |
|------------------------------------|-------------------------|
| Название продукта                  | UTR6 Кроличье pAb       |
| Примечания/Альтернативные названия | HCA66; C17orf40; UTR6   |
| Вид                                | Человек                 |
| GeneID (Человек)                   | 55813                   |
| GeneID                             | 55813                   |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок    |
| Источник                           | Кролик                  |
| Категория                          | Поликлональные антитела |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, ИФА   |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь, Крыса    |
| SWISS                              | Q9NYH9                  |
| Молекулярная масса белка           | 70 кДа                  |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом       |